


Abri-Let Maxi

INCONTINENCE

ABRI-LET




UTILISATEURS

AUTONOME

SEMI-AUTONOME

INCONTINENCE MODÉRÉE

INCONTINENCE LOURDE



Canaux absorbants

Le coussin est formé de canaux absorbants qui aspire le liquide et le diffuse sur l'ensemble de la surface du change.



Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.

Traversable

La protection est traversable et peut compléter un autre type de protection pour incontinence.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Colle	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates



Dispositif médical Classe I
MDR (EU) 2017/745



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS
18001:2008

Management de la
santé et de la
sécurité au travail




GMP
Good
Manufacturing
Practices



Abri-Let Maxi

DIMENSIONS PRODUIT



d	Longueur	600 mm (+/-20%)
a	Largeur, devant	150 mm (+/-10%)
c	Largeur, arrière	150 mm (+/-10%)
d1	Longueur tampon absorbant	540 mm (+/-20%)

ABSORPTION

Poids produit : 65 g (+/-10%)

Test Rothwell ISO 11948-1	1190 ml (+/-10%)
---------------------------	------------------

DONNÉES LOGISTIQUES



Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton
4	20	80
Cartons / Palette		Cartons / Palette gerbée
49		-
EAN Carton		
5703538121432		
Dimensions carton		Poids net carton
550 x 230 x 450 cm		5 200 g

GUIDE D'UTILISATION

Protection droite absorbante pour une utilisation polyvalente. Si elle n'est pas utilisée comme protection d'appoint (booster d'absorption). Il est suggérer de l'utiliser avec un sous-vêtement de maintien spécial, type Abri-fix.

